

## Manual: Shower Chair

- 1) Place the feet on the bottom of the seat and tighten the screws.
- 2) Start with the screw in the middle, then continue with the rest.
- 3) Do not tighten each screw completely at first. Screw all five of them lightly, then tighten them completely.
- 4) Attach the rubber part to each leg.
- 5) To adjust the height of the chair, press the button on each leg and slide to the desired length.
- 6) Before use, make sure that all legs are the same height.

## Návod: Skládací stolička do sprchy

- 1) Na spodní část sedačky položte nožičky a utáhněte šrouby.
- 2) Začtěte šroubem uprostřed, poté postupně přidávejte další.
- 3) Nedotahujte každý šroub hne na doraz. Nejprve lehce zašroubujte všech pět, a poté je zcela dotáhněte.
- 4) Nasadte na všechny čtyři nožičky spodní část.
- 5) Pro nastavení velikosti zmáčkněte čudlík a posuňte na požadovanou velikost.
- 6) Před použitím se ujistěte, že máte všechny nožičky ve stejné výšce.

## Instrukcja: Składany stołeczek pod prysznic

- 1) Na spód siedziska przykręć nogi i dokręć śruby.
- 2) Zacznij na środku i stopniowa dodawaj kolejne.
- 3) Nie dokręcaj każdej śruby do końca. Najpierw lekko przykręć wszystkie pięć, a następnie dokręć je całkowicie.
- 4) Na wszystkie 4 nóżki nałóż dolną część.
- 5) Aby nastawić odpowiednią wielkość naciśnij przycisk i posuń do uzyskania żądanego rozmiaru.
- 6) Przed użyciem upewnij się, że wszystkie nóżki znajdują się na tej samej wysokości.

## Használati útmutató: Összecsukható szék a zuhanyzóba

- 1) Az ülés aljára helyezze a lábakat, és húzza meg a csavarokat.
- 2) Kezdje a középső csavarral, majd fokozatosan adja hozzá a többi.
- 3) Ne húzzon meg minden csavart teljesen. Először enyhén csavarja be mind az ötöt, majd húzza meg teljesen.
- 4) Helyezze rá az alsó részt mind a négy lábra.
- 5) A méret beállításához nyomja meg a gombot, és csúsztassa a kívánt méretre.
- 6) Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden lába azonos magasságban van.

## Instrucțiuni: Scaun pliabil pentru duș

- 1) Așezați picioarele pe partea de jos a scaunului și strângeți șuruburile.
- 2) Începeți cu șurubul din mijloc, apoi continuați cu celelalte.
- 3) Nu strângeți complet fiecare șurub la început. Strângeți ușor toate cele cinci, apoi strângeți-le complet.
- 4) Așezați partea de cauciuc la fiecare picior.

- 5) Pentru a ajusta înălțimea scaunului, apăsați butonul de pe fiecare picior și glisați-l la lungimea dorită.
- 6) Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate picioarele au aceeași înălțime.